

STOOL SPECIMEN COLLECTION FOR OCCULT BLOOD IN SPANISH

Recolección de Muestras de Heces — Sangre Oculta

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE

- No obtenga las muestras de heces del excusado.
- Cuando traiga la muestra, acuérdesse de traer la hoja de la orden de laboratorio.

Sangre oculta (Laminilla Hemocult o Seracult):

- No coma carne roja en los tres días previos al momento en que comience a recolectar la muestra.

También debe evitar los siguientes productos crudos: nabo, brócoli, rábano picante, coliflor, melón, nabo largo (parsnip) y rábanos. No coma nada de estos hasta que haya recolectado todas las muestras.

- Recolecte tres muestras distintas. Cada muestra debe recolectarse en su propio recipiente limpio y desechable,

como por ejemplo un envase de margarina o en un recipiente similar.

- Cada vez que recolecte una muestra, abra la lengüeta de una nueva tarjeta y use el aplicador o un depresor de lengua para tomar una cantidad muy pequeña de heces.

- Como se indica, extienda una fina capa de la muestra en una de las ventanillas; luego, tome una segunda muestra de otra zona de las mismas heces y extiéndala en la segunda ventanilla formando una capa delgada y fina.

- Luego cierre la cubierta.

- Marque cada tarjeta con su nombre y la fecha de recolección.

- Conserve a temperatura de ambiente.

- Entregue las tres tarjetas al mismo tiempo a cualquier clínica de Fusion dentro de una semana. (Si vive en una ciudad en la que no hay clínica de Fusion, entregue la muestra al profesional de la salud que solicitó la prueba).